

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD11b モノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0008115



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD11b（
インテグリン α -M、Mac-

1）に対するマウスモノクローナル抗体。補体受容体
機能、好中球接着、単球/マクロファージ生物学の研究
に最適です。SWISS: P11215。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	マウス抗ヒトCD11b mAb
備考/別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	3684
免疫原	合成ペプチド（ヒトCD11b由来の合成ペプチド）
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷剤