


フローサイトメトリー用 抗ヒト CD123 (IL3Rα) モノクローナル抗体 - P26951

商品番号: CM0009158



前書き

ヒトCD123 (IL-3受容体αサブユニット) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。造血前駆細胞およびIL-3シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD123 mAb
備考/別名	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-アルファ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3563
GeneID	3563
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P26951
タンパク質分子量	43 kDa
発送方法	保冷バッグ