

Fc用抗ヒトCD124/IL-4Rαモノクローナル抗体 - P24394

商品番号: CM0010477



前書き

ヒトCD124/IL-4Rαを標的とする標識組換えウサギモノクローナル抗体。IL-4/IL-13シグナル伝達、Th2分化、アレルギー性炎症のフローサイトメトリー研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD124/IL-4Rα mAb
備考/別名	CD124; IL4RA; IL-4RA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3566
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD124/IL-4Rα (NP_000409.1) のアミノ酸24～232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P24394
タンパク質分子量	26kDa/88kDa/90kDa
発送	保冷バッグ