

フローサイトメトリー用 抗ヒト CD124/IL-4Rα モノクローナル抗体 - P24394

商品番号: CM0011802



前書き

ヒトCD124/IL-

4Rαを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。活性化T細胞におけるIL-

4受容体サブユニットαの検出や、アレルギー炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD124/IL-4Rα mAb
備考/別名	CD124; IL4RA; IL-4RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3566
GeneID	3566
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD124/IL-4Rα (NP_000409.1) のアミノ酸24～232に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P24394
タンパク質分子量	26kDa/88kDa/90kDa
輸送方法	氷袋