

フローサイトメトリー用 抗ヒトCd134/Ox40モノクローナル抗体（Pe） - P43489

商品番号: CM0012560



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD134/OX40を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。この共刺激受容体は、T細胞免疫研究において重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD134/OX40 mAb
備考/別名	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
種	ヒト
GeneID	7293
免疫原	ヒトCD134/OX40 (NP_003318.1) のアミノ酸29-216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43489
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック