

フローサイトメトリー用抗ヒトCd138 Pe標識モノクローナル抗体 - P18827

商品番号: CM0011867



前書き

ウサギモノクローナル抗ヒトCD138/Syndecan-1抗体、PE標識済みでフローサイトメトリー(FC)に適しています。エクソソーム生物学や細胞表面プロテオグリカン解析を伴うがんおよび免疫学研究における研究用途向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD138 モノクローナル抗体
別名	SDC; CD138; SYND1; シンデカン
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	6382
免疫原	ヒトCD138/Syndecan-1 (NP_002988.4) のアミノ酸23～251番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋梱包