

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD138/Syndecan-1 モノクローナル抗体 (コンジュゲート) - P18827

商品番号: CM0009925



前書き

ヒトCD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827)
を標的とする高品質なコンジュゲートウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)で検証済み。
エクソソームや膜生物学における細胞表面プロテオグリカンの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD138/Syndecan-1 mAb
備考/別名	SDC; CD138; SYND1; syndecan
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	6382
免疫原	ヒトCD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)のアミノ酸配列23-251に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
発送条件	保冷剤