

Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Rabbit Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P18827

商品番号: CM0012725



前書き

フローサイトメトリーの直接検出用標識ウサギ抗ヒトCD138/Syndecan-1モノクローナル抗体。エクソソームの生成および細胞間質相互作用に関与する細胞表面プロテオグリカン を標的とします。ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
備考/別名	SDC, CD138, SYND1, syndecan
種	ヒト
GeneID	6382 (Human)
免疫原	ヒトCD138/Syndecan-1 (NP_002988.4) のアミノ酸23-251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32 kDa
配送	アイスバッグ