

ヒトCd140B/Pdgfrβ用フローサイトメトリー向けモノクローナル抗体 - P09619

商品番号: CM0005939



前書き

ヒトCD140b/PDGFRβに対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。PDGF受容体シグナル伝達、血管発生、および細胞移動の研究に役立つツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD140b/PDGFRβ mAb
備考/別名	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENT1; platelet-derived growth factor receptor beta
種	ヒト
GeneID	5159
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトCD140b/PDGFRβ (NP_002600.1) のアミノ酸33-530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P09619
タンパク質分子量	37 kDa / 123 kDa
配送	アイスバッグ