


抗ヒト Cd141/トロンボモジュリン
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P07204

商品番号: CM0010263



前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリンに対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。凝固および炎症に関与する内皮細胞受容体を認識します。免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD141/Thrombomodulin mAb
備考/別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7056
GeneID	7056
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD141/トロンボモジュリン (NP_000352.1) のアミノ酸19-515に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ