


フローサイトメトリー用抗ヒトCd146モノクローナル抗体（） - P43121

商品番号: CM0009829



前書き

フローサイトメトリーによるヒトCD146/MUC18の検出用にを結合したウサギモノクローナルCD146抗体。内皮およびメラノーマ研究に適しています。IVD原材料として供給可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD146 mAb
備考／別名	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MelCAM
種	ヒト
遺伝子ID	4162
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43121
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷剤