

Fc用抗ヒトCd150/Slamモノクローナル抗体（）- Q13291

商品番号: CM0012259



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD150/SLAM（SLAMF1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。SLAMを介した免疫シグナル伝達、T細胞／B細胞の活性化、麻疹ウイルス受容体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD150/SLAM mAb
備考／別名	SLAM; CD150; CDw150
種	ヒト
GeneID	6504
免疫原	ヒトCD150（NP_003028.1）のアミノ酸21～237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13291
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ