

Fc（細胞内）用抗ヒトCd152/Ctla-4モノクローナル抗体 - P16410

商品番号: CM0005796



前書き

細胞内フローサイトメトリー（FC intra）用の高品質ウサギ抗ヒトCD152/CTLA-4モノクローナル抗体です。抑制性T細胞受容体CTLA-4を標的とし、ヒトサンプルでの検証が完了しています。IVDおよび免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD152/CTLA-4 mAb
備考／別名	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1493
GeneID	1493
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD152/CTLA-4（NP_005205.2）のアミノ酸37～162番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P16410
タンパク質分子量	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
輸送方法	氷袋