

抗ヒト Cd153 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32971

商品番号: CM0010742

前書き

ヒト

CD153（CD30リガンド）を認識する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み；CD30/CD153介在性T細胞増殖および免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD153 mAb
備考/別名	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	944
遺伝子ID	944
免疫原	ヒト CD153 (NP_001235.1) のアミノ酸 63-234 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32971
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ