

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5)

モノクローナル抗体 - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

商品番号: CM0010052

前書き

ヒトCD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)

を標的とする蛍光色素標識ウサギモノクローナル抗体
。フローサイトメトリーで検証済みであり、NK細胞
受容体プロファイリングおよび免疫表現型解析研究を
可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗ヒトCD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
備考/別名	NKAT9; CD158G ; CD158A ; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3810/3808/3806/3802/100132285
遺伝子ID	3810/3808/3806/3802/100132285
免疫原	ヒトCD158 (NP_055327.1) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷剤