

ヒト抗Cd158A/Kir2Dl1モノクローナル抗体（）フローサイトメトリー用 - P43626

商品番号: CM0010660



前書き

ヒトCD158a/KIR2DL1（p58.1、NKAT1）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。NK細胞抑制、免疫チェックポイント、および受容体シグナル伝達の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD158a/KIR2DL1 mAb
備考/別名	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
種	ヒト
遺伝子ID	3802
免疫原	ヒトCD158a/KIR2DL1（NP_055033.2）のアミノ酸22-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43626
タンパク質分子量	38kDa/41kDa
配送	アイスバッグ