

フローサイトメトリー用 抗ヒト Cd15/Ssea-1 モノクローナル抗体 - P22083

商品番号: CM0008097

前書き

フローサイトメトリー用 マウス抗ヒト CD15/SSEA-1
モノクローナル抗体。ヒト細胞上のルイスX抗原（CD
15）を認識します；タンパク質分子量は約59
kDaです。白血球免疫表現型解析の研究に適していま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒト CD15/SSEA-1 mAb
備考/別名	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2526
遺伝子ID	2526
免疫原	合成ペプチド ヒト CD15/SSEA-1 から由来する合成ペプチド。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59 kDa
配送	アイスバッグ