


Anti-Human Cd166/Alcam Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q13740

商品番号: CM0009061



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、ヒトCD166/ALCAM (SWISS: Q13740) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞活性化、細胞接着、および造血研究を含む免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb
備考/別名	MEMD; CD166
種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAM (NP_001618.2) のアミノ酸28-526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋