


フローサイトメトリー用抗ヒトCd166/Alcamモノクローナル抗体 - Q13740

商品番号: CM0011733



前書き

ウサギ抗ヒトCD166/ALCAMモノクローナル抗体は、フローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みです。ヒトと反応します。組換え免疫原を使用しています。T細胞活性化および幹細胞研究のマーカーであるALCAM/CD166を認識します。免疫細胞接着および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD166/ALCAM mAb
備考/別名	MEMD; CD166
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
GeneID	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAM (NP_001618.2) のアミノ酸28-526に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
発送方法	保冷剤