


ヒトCd170/Siglec-5用モノクローナル抗体（Fc用） - O15389

商品番号: CM0011323



前書き

ヒトCD170/Siglec-5を標的とするウサギモノクローナル抗体。ABflo 594で標識され、フローサイトメトリーに使用します。骨髄系細胞のCD170に特異的に結合し、免疫表現型解析およびシアル酸結合研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD170/Siglec-5 mAb
備考/別名	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8778
GeneID	8778
免疫原	ヒトCD170/Siglec-5 (NP_003821.1) のアミノ酸17-434に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O15389
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ