

Fc用抗ヒトCd172A/Sirpaモノクローナル抗体 - P78324

商品番号: CM0008744



前書き

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD172a/SIRPα mAb。ヒトとの交差反応性を検証済みで、55kDaのSIRPαタンパク質を標的とし、Swiss-Prot P78324に対応。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD172a/SIRPα mAb
備考／別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140885
GeneID	140885
免疫原	ヒトCD172a/SIRPαのアミノ酸31〜370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_542970.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ