


抗ヒトCd172B（Sirp-Beta-1）フローサイトメトリー用モノクローナル抗体 - O00241

商品番号: CM0010049



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD172bモノクローナル抗体。ヒトCD172bに特異的で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。骨髄系細胞の活性化および受容体型チロシンキナーゼ共役シグナル伝達の負の制御に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD172b mAb
備考／別名	CD172b ; SIRP-BETA-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10326
遺伝子ID	10326
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD172b（NP_006056.2）のアミノ酸30～371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O00241
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷バッグ