

フローサイトメトリー用 抗ヒト CD177 モノクローナル抗体 - Q8N6Q3

商品番号: CM0011199

前書き

ヒト CD177（HNA-2a、PRV-1）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトに対する特異性を有し、フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済み。研究における好中球サブセット解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD177 mAb
備考／別名	CD177 ; HNA-2a ; HNA2A ; NB1 ; NB1 GP ; PRV-1 ; PRV1 ; NB1GP ; CD177抗原
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57126
GeneID	57126
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD177（NP_065139.2）のアミノ酸22～407に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa／27kDa／46kDa
輸送	保冷バッグ