


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD1cモノクローナル抗体 - P29017

商品番号: CM0011374



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD1cを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。胸腺細胞およびT細胞白血病に発現する脂質抗原提示分子を認識します。ヒト検体での検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD1c mAb
別名	R7; CD1; CD1A; BDCA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	911
遺伝子ID	911
免疫原	ヒトCD1c (NP_001756.2) のアミノ酸19-298番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P29017
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋