

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD2モノクローナル抗体（） - P06729

商品番号: CM0010788



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体。T細胞およびNK細胞上のT細胞表面抗原CD2（LFA-2、T11）を検出します。Swiss-Prot P06729。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考／別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
Gene ID	914
免疫原	ヒトCD2（NP_001758.2）のアミノ酸25～209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ