

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD2 モノクローナル抗体 () - P06729

商品番号: CM0010716



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に最適化。T細胞の接着、活性化、免疫表現型解析の研究に最適。ヒト反応性を検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD2 mAb
別名	TI1, SRBC, LFA-2
種	ヒト
遺伝子ID	914
免疫原	ヒトCD2 (NP_001758.2) のアミノ酸25-209に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ