


Fc用抗ヒトCd201/Epcrモノクローナル抗体 - Q9Unn8

商品番号: CM0010208



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD201/EPCR（内皮プロテインC受容体）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。凝固および止血におけるプロテインC経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD201/EPCR mAb
別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; プロテインC受容体
種	ヒト
遺伝子ID	10544
免疫原	ヒトCD201/EPCR（NP_006395.2）のアミノ酸18～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	27kDa
輸送条件	保冷剤