

抗ヒト Cd225/Ifitm1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内） - P13164

商品番号: CM0008203

前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証された、結合抗ヒト CD225/IFITM1
ウサギモノクローナル抗体。このインターフェロン誘導性膜貫通タンパク質はウイルス侵入を制限し、多くの癌で過剰発現しています。抗ウイルスおよび腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD225/IFITM1 mAb
備考/別名	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; interferon-induced transmembrane protein 1
種	ヒト
GeneID	8519
免疫原	ヒト CD225/IFITM1 (NP_003632.4) のアミノ酸 1-80 内の配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P13164
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスパック