

If/Iccおよびフローサイトメトリー用 抗ヒトCd225/Ifitm1 モノクローナル抗体 () - P13164

商品番号: CM0010811

前書き

標識ウサギ抗ヒトCD225/IFITM1モノクローナル抗体。免疫蛍光法および細胞内フローサイトメトリーで検証済み。ウイルス学および腫瘍学研究に適しています。14kDaのタンパク質を検出します（P13164）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD225/IFITM1 mAb
備考/別名	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
種	ヒト
GeneID	8519
免疫原	ヒトCD225/IFITM1（NP_003632.4）のアミノ酸1-80内の配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13164
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤