


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD226/Dnam-1 モノクローナル抗体 - Q15762

商品番号: CM0004690



前書き

ヒトCD226/DNAM-1 (DNAM-1) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫原は細胞外ドメイン（アミノ酸19-247）に相当します。ヒトと交差反応します。免疫細胞の接着性および細胞傷害性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD226/DNAM-1 mAb
備考/別名	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10666
遺伝子ID	10666
免疫原	ヒトCD226/DNAM-1 (NP_006557.2) のアミノ酸19-247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15762
タンパク質分子量	39kDa
配送方法	氷袋