

ヒト抗Cd239/Bcam () モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P50895

商品番号: CM0012086



前書き

ヒトCD239/BCAMを標的とするウサギモノクローナル抗体。で標識されています。フローサイトメトリーで検証済み。標的は、移動と浸潤に関与する細胞接着分子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD239/BCAM mAb
備考/別名	BCAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4059
遺伝子ID	4059
免疫原	ヒトCD239/BCAM (NP_005572.2) のアミノ酸32-547に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P50895
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋