

If/IccおよびFc用 抗ヒトCd24モノクローナル抗体（）- P25063

商品番号: CM0009274

前書き

免疫蛍光法およびフローサイトメトリーに適した、ヒトCD24に対するウサギモノクローナル抗体のコンジュゲート製品。B細胞の活性化、分化、免疫調節に与するGPIアンカー型糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD24 mAb
備考／別名	CD24A；CD24
種	ヒト
GeneID（ヒト）	100133941
GeneID	100133941
免疫原	ヒトCD24（NP_037362.1）のアミノ酸1〜80内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa；13kDa
輸送条件	保冷バッグ