

抗ヒトCd244/2B4 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Bzw8

商品番号: CM0009759

前書き

に結合したウサギモノクローナル抗ヒトCD244/2B4抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、NK細胞およびT細胞上のSLAMファミリー受容体CD244を標的とします。UniProt Q9BZW8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD244/2B4 mAb
備考／別名	CD244 ; 2B4 ; NAIL ; NKR2B4 ; Nmrk ; SLAMF4 ; CD244分子
種	ヒト
GeneID	51744
免疫原	ヒトCD244/2B4（NP_001160135.1）のアミノ酸22～221に相当する配列を含む組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	30kDa/36kDa/41kDa
輸送	保冷剤