

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD27 モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0007791



前書き

フローサイトメトリー（FC）によるヒトCD27（T細胞活性化抗原および免疫チェックポイント受容体）の検出用、標識ウサギ抗ヒトCD27

モノクローナル抗体。細胞外ドメイン（アミノ酸21-192）を標的。29kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD27 mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	939
免疫原	ヒトCD27（NP_001233.2）のアミノ酸21-192に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ