


## Fc用抗ヒトCd271/Ngfrモノクローナル抗体 - P08138

商品番号: CM0008067



## 前書き

を結合したウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD271/NGFR (p75NTR) を特異的に認識します。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、神経細胞および免疫細胞研究におけるニューロトロフィン受容体の発現検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒトCD271/NGFR mAb                                        |
| 備考／別名       | CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR               |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 4804                                                        |
| GeneID      | 4804                                                        |
| 免疫原         | ヒトCD271/NGFR (NP_002498.1) の29～250番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                   |
| 用途          | FC                                                          |
| 交差反応性       | ヒト                                                          |
| SWISS       | P08138                                                      |
| タンパク質分子量    | 35kDa/45kDa                                                 |
| 輸送          | アイスバッグ                                                      |