


フローサイトメトリー用抗ヒトCd271/Ngfrモノクローナル抗体（） - P08138

商品番号: CM0010960



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトCD271/NGFRモノクローナル抗体。ヒトと反応し、神経発生、アポトーシス、概日リズムに関与する低親和性神経成長因子受容体p75NTRを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD271/NGFR mAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4804
遺伝子ID	4804
免疫原	ヒトCD271/NGFR (NP_002498.1) のアミノ酸29-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08138
タンパク質分子量	35kDa/45kDa
発送	保冷バッグ