

フローサイトメトリー用抗ヒトCd3（Cd3E）モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0004108

前書き

フローサイトメトリー（FC）用のマウス抗ヒトCD3モノクローナル抗体です。適応免疫に必須なT細胞受容体-

CD3複合体の重要なサブユニットであるヒトCD3イプシロン鎖（CD3E）を標的とします。ヒト検体への使用に適しています。P07766。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	916
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3の組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋