

フローサイトメトリー用抗ヒトCD3イプシロンモノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0008985



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みのウサギ抗ヒトCD3イプシロンモノクローナル抗体。ヒトCD3イプシロン鎖（23kDa）を標的とし、T細胞の活性化と発生に不可欠なTCR-CD3複合体の構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
GeneID（ヒト）	916
GeneID	916
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD3（NP_000724.1）のアミノ酸1～126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ