


ヒト抗Cd30 (Tnfrsf8) モノクローナル抗体 () フローサイトメトリー用 - P28908

商品番号: CM0009999



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗ヒトCD30 (TNFRSF8)

抗体。リンパ芽球の増殖と形質転換に関与するCD30 受容体を検出するためのフローサイトメトリーについて検証済みです。免疫腫瘍学およびリンパ腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD30 mAb
備考/別名	TNFRSF8; CD30; DIS166E; Ki-1; TNF receptor superfamily member 8
種	ヒト
GeneID	943
免疫原	ヒトCD30 (NP_001234.3) のアミノ酸19-379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	14kDa/50kDa/63kDa
配送	アイスバッグ