


フローサイトメトリー用抗ヒトCD300Aモノクローナル抗体 - Q9Ugn4

商品番号: CM0011847



前書き

NK細胞、T細胞、および肥満細胞上の抑制受容体であるヒトCD300a (CLM-8, IRp60, IGSF12) に対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300a mAb
備考/別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11314
GeneID	11314
免疫原	ヒトCD300a (NP_009192.2) のアミノ酸18-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4
タンパク質分子量	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
配送	氷袋