

Fc測定用 抗ヒトCD300F/Irem-1 モノクローナル抗体 - Q8Tdql

商品番号: CM0004341



前書き

ヒトCD300F/IREM-

1に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫恒常性および食細胞によるアポトーシス細胞除去（エフェロサイトーシス）に関与する抑制性受容体CMRF35様分子1を認識します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	内容
製品名	ウサギ抗ヒトCD300F/IREM-1 mAb
備考 / 別名	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	146722
遺伝子ID	146722
免疫原	ヒトCD300F/IREM-1 (NP_620587.2) のアミノ酸20-156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ1
タンパク質分子量	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
配送方法	氷袋梱包