

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD303/Bdca-2 モノクローナル抗体 - Q8Wtt0

商品番号: CM0012483



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ 抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb。形質細胞様樹状細胞マーカーであるC型レクチンドメインファミリー4メンバーC (BDCA-2) を特異的に検出します。ヒトサンプルに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb
備考/別名	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
種	ヒト
GeneID	170482 (ヒト)
免疫原	ヒトCD303/BDCA-2 (NP_569708.1) のアミノ酸45-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
発送方法	保冷バッグ