

抗ヒトCd31/Pecam1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P16284

商品番号: CM0004335



前書き

ヒトCD31/PECAM1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。白血球の血管内皮透過、内皮細胞接着、炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD31/PECAM1 モノクローナル抗体
備考/別名	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	5175
免疫原	ヒトCD31 (NP_000433.4) のアミノ酸28-601に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）