


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD32モノクローナル抗体 - P12318

商品番号: CM0012611



前書き

ヒトCD32（FCGR2A）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。単球、好中球、血小板上の低親和性IgG

Fc受容体のフローサイトメトリー検出に適しています。細胞外ドメインを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD32 mAb
備考/別名	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2212
遺伝子ID	2212
免疫原	ヒトCD32 (NP_001129691.1) のアミノ酸36～218番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交叉反応性	ヒト
SWISS	P12318
タンパク質分子量	35kDa
発送	氷袋梱包