


If/Icc、Fc用抗ヒトCd337/Nkp30モノクローナル抗体 - O14931

商品番号: CM0008516



前書き

IF/ICCおよびFC（細胞内）アプリケーションでバリデーション済みの、ヒトCD337/NKp30（NCR3）に対するウサギモノクローナル抗体。NK細胞に発現し、抗腫瘍免疫に関与する自然細胞傷害性誘発受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD337/NKp30 mAb
備考／別名	NCR3；IC7；CD337；LY117；MALS；NKp30；自然細胞傷害性誘発受容体3
種	ヒト
Gene ID	259197
免疫原	ヒトCD337/NKp30（NP_667341.1）のアミノ酸19～135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
配送	保冷バッグ