

ヒトCd34モノクローナル抗体（）If/IccおよびFc用 - P28906

商品番号: CM0010253

前書き

ヒトCD34に対するウサギモノクローナル抗体。に直接結合しています。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーに適しています。造血前駆細胞および血管内皮マーカーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human CD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	947
GeneID	947
免疫原	組換えタンパク質、ヒトCD34（NP_001020280.1）のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	氷袋