

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD34 モノクローナル抗体 (PE/Cyanine7) - P28906

商品番号: CM0004908

前書き

PE/Cyanine7標識ウサギ抗ヒトCD34モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。造血前駆細胞抗原（細胞接着と幹細胞ホーミングに関与する41 kDa膜糖タンパク質）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3
種	ヒト
遺伝子ID	947
免疫原	ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ