


フローサイトメトリー用ヒトCD352/Slamf6モノクローナル抗体 - Q96Du3

商品番号: CM0004756



前書き

ヒトCD352/SLAMF6（SLAMファミリーメンバー6）を標的とするウサギモノクローナル結合抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、免疫応答研究においてNK細胞、T細胞、およびB細胞上のNTB-Aの検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD352/SLAMF6 mAb
備考/別名	SLAMF6; CD352; KALI; KALIB; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
種	ヒト
GeneID	114836 (Human)
免疫原	ヒトCD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DU3
タンパク質分子量	24kDa/37kDa
配送	氷袋