


Fc用抗ヒトCd38モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0009500



前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用ウサギ抗ヒトCD38モノクローナル抗体。ヒトサンプルでバリデーション済み。ADPリボシルシクラーゼ／環状ADPリボース加水分解酵素1（CD38）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD38 mAb
備考／別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD38（P28907）のアミノ酸43～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質重量	13kDa/34kDa
配送	保冷バッグ