

フローサイトメトリー用 抗ヒト Cd39/Entpd1 モノクローナル抗体 - P49961

商品番号: CM0005088

前書き

活性化リンパ球および内皮組織に発現する、ヌクレオチドシグナル伝達を調節する膜エクトヌクレオチダーゼであるヒト CD39/ENTPD1 のフローサイトメトリー検出用に、に結合されたウサギモノクローナル抗体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD39/ENTPD1 mAb
備考/別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	953
GeneID	953
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) のアミノ酸 255-442 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P49961
タンパク質分子量	58kDa
輸送	水袋